




MICROPIGMENTATION
CATALOGUE
PROFESSIONNEL

2013



CHARTRE QUALITE **BIOTIC PHOCEA**

Nos engagements sont votre sécurité

- 1.** Toujours vous offrir des produits en parfaite conformité avec la législation en vigueur
- 2.** Toujours vous offrir les produits les plus performants
- 3.** Toujours vous offrir les produits les plus compétitifs
- 4.** Toujours innover
- 5.** Toujours vous satisfaire

L'expérience de nos Laboratoires agréés ISO 9001/2008 – ISO 13485/2003 pour votre confiance



La présence de ce logo vous assure un produit répondant à nos engagements

Concepteur et fabricant ISO 9001/2008 - ISO 13485/2003 - CE IIB
Laboratoires BIOTIC PHOCEA S.A.R.L. 150, Rue de Crimée - 13003 Marseille - France
Siret : 423 788 975 00039 Code A.P.E. : 2012Z N° T.V.A. : FR62 423 788 975

SOMMAIRE

APPAREILS

- 04 LES DERMOGRAPHERS BIOCEA®
- 05 LE KIT BIOCEA®
- 06 AIGUILLES POUR BIOCEA®
- 07 LE KIT MAKE-UP ET SES ACCESSOIRES

PIGMENTS

- 08 PIGMENTS ESTHÉTIQUES PERMANENT MAKE-UP®
- 10 ACCESSOIRES

-
- 11 MATÉRIEL D'EXERCICE ET DE TRAÇAGE / ACCESSOIRES
-

HYGIÈNE

- 12 HYGIÈNE & PROTECTION
- 13 LE PACK STÉRILE
- 14 PROTECTION & GESTION DES DÉCHETS
- 15 DÉSINFECTION ET NETTOYAGE

- 16 TATTOOS BIJOUX
-

- 18 PLV & AIDE À LA VENTE
-

- 19 CONTACT / COMMANDE

LES DERMOGRAPHERS BIOCEA®



GARANTIE 2 ANS

- > Moteur puissant pour une implantation efficace
- > Changement d'aiguille rapide et facile
- > Manchon dévissable et stérilisable
- > Réglage de la profondeur d'aiguille verrouillée par cran
- > Poids et ergonomie optimaux pour l'utilisateur
- > Puissance régulée en fonction de vos exigences
- > Vitesse de l'aiguille ajustable (de 50 à 180 coups/s)
- > Léger (transport facile)
- > Choix du travail sur pédale ou en direct

LE KIT BIOCEA®



Ce prix comprend :

- > Une centrale de régulation
- > Une pièce à main à cartouche
- > Deux manchons stérilisables
- > Une pédale
- > Un support pour la pièce à main
- > Une alimentation à découpage régulée
- > 18 pigments Onedoz® à usage unique (6 sourcils ; 6 lèvres ; 6 noirs)
- > Trois cartouches 1 pointe
- > Deux cartouches 3 pointes
- > Une valise de transport

Consommables du kit



Support pour dermographe

Support Universel en plexiglas, convenant à tous les moteurs. Matériel suspendu dans le vide, évitant toute contamination.



Manchon stérilisable

AIGUILLES POUR BIOCEA

Les cartouches Modules d'hygiène de "Haute Précision"

Designation	
	1 Pointe
	3 pointes faisceau
	3 pointes outline
	3 pointes micro
	3 pointes sloped
	3 pointes power
	4 pointes peigne
	5 pointes faisceau
	5 pointes shader
	5 pointes peigne
	5 pointes sloped
	5 pointes power
	7 pointes faisceau
	7 pointes power
	9 pointes peigne



Sanibox Norme NFX 30-500
Collecteur à cartouches usagées.



Sanibox Norme NFX 30-500
Collecteur à aiguilles usagées.

LE KIT MAKE-UP ET SES ACCESSOIRES

Kit «make-up» complet



- > Moteur léger spécialement conçu pour le maquillage permanent.
- > Interrupteur M/A + 3 vitesses
- > Système anti-reflux par éponge

- Livré avec 9 aiguilles, 7 buses, 4 godets pour entraînement, 1 plaque d'éponge synthétique prédécoupée, 1 porte-aiguille, 1 Manchon à usage unique, 1 Tube de graisse
- Alimentation sur piles



En option : Pédale Micromoteurs s'adapte sur la plupart des micromoteurs avec prises mini-jacks 3.5.



Alimentation pour dermographe Make-up

Buses stériles à usage unique



Désignation
Buse pour aiguilles 1-3
Buse pour aiguilles 5-7
Buse pour aiguilles 4 en peigne
Buse pour aiguilles 6 en peigne

Accessoires Kit «Make-up»



Porte-aiguilles sous emballage individuel stérile



Manchon métallique stérilisable
3 parties vissées (nettoyage facile)



Manchon plastique stérilisable
jetables à usage unique



Arbre de transmission



Plaque d'éponge pour 100 pigmentations

Aiguilles stériles sous emballage individuel à usage unique



Désignation
1 pointe
2 pointes
3 pointes faisceau
4 pointes peigne (avec porte-aiguilles)
5 pointes faisceau
6 pointes peigne (avec porte-aiguilles)
7 pointes faisceau

PIGMENTS ESTHÉTIQUES PERMANENT MAKE-UP®

> Conformes au décret n°2008-210 du 3 mars 2008

> Conformes aux résolutions du Conseil de l'Europe
(Res(ap) 2003 & 2008)

Dermal test



Les tests universels d'allergie pour tous les pigments Biotic Phoceia

Sachet de 10 tests et 10 lancettes stériles, sous emballage pelable. Stérilité garantie 5 ans. Grâce à la lancette, faites un point indolore de test derrière l'oreille : attendez un mois pour vérifier la bonne tolérance du produit.

Ne prenez pas le risque de pigmenter des clientes au terrain allergique.

Diluant stérile

Emballage individuel.
Stérilité garantie 5 ans



Perfect color*
Diluant 10cc



Airless Color®
Diluant 13cc

ONEDOZ®



- > Formule crémeuse
- > Prêt-à l'emploi
- > Sert de cupule de travail
- > Pas de transfert dans un godet



Présenté en plaquette de 6 monodoses.
12 couleurs disponibles.

1 plaquette de 6 pigments
sourcils (EB24; EB09;
EB28; EB01; EB34; EB32)

1 plaquette de 6 pigments
lèvres (LP29; LP02; LP24;
LP40; LP33; LP39)

A l'unité
1 couleur au choix



Support métallique pour ONEDOZ®

- > Conformes à l'Arrêté du 15 Septembre 2010 sur Les Bonnes Pratiques de Fabrication

AIRLESS COLOR® (13cc)

FORMULE CREMEUSE



- > Formule épaisse
- > Formule concentrée
- > Pas de perte de pigment
- > Pigmentation rapide
- > Fort pouvoir colorant



Support plexiglas pour AIRLESS COLOR® (11 flacons)

- > STÉRILITÉ GARANTIE 5 ANS

PERFECT DROP® (10cc)

PRISE ULTRA RAPIDE



- > Formule fluide
- > Goutte ultra fine et calibrée pour des mélanges précis et reproductibles
- > Prise immédiate du pigment
- > Grande économie de pigment



Support plexiglas pour PERFECT DROP® (11 flacons)

ACCESSOIRES

Cupules et bouchons



Godets coniques stériles
0,25ml en sachet unitaire
pelable
Stérilité garantie 5 ans

10 pièces

100 pièces



Bouchons stériles pour godets

Sac de 20



10 cupules stériles sur bague digitale avec fond en mousse pour éviter de renverser le pigment ou d'abîmer l'aiguille

Sachet de 2 bagues bleues

Pour mélanger les pigments



Agitateurs pelle
Idéal pour ONEDOZ®

Stérile/À l'unité

Sachet de 100



Agitateurs spatulés
Idéal pour les godets 0.25ml

Stérile/À l'unité

Sachet de 100



Mixeur électrique
Fourni avec 5 tiges stériles.
Nécessite 2 piles de 1.5 V.

Tiges pour le mixeur électrique
50 tiges stériles emballées individuellement

D450-501

Les supports Biotic Phoceas



Porte-godets Biotic Phocia
Inclinaison adaptée au travail.
Godets parfaitement ajustés.

En plexiglas

En acier inoxydable



Lumières et loupes



Lampe frontale 4 Leds
69 gr (avec les piles)
Autonomie 120H
Confort de travail et légèreté maximaux



Lunette-loupe très légère
38 g (47 g. avec les verres)

MATÉRIEL D'EXERCICE ET DE TRACAGE

Formes d'entraînement en élastomère




Kit d'entraînement au maquillage permanent comprenant :


- Un masque rigide servant de support,
- Trois masques souples pour pigmentation

Masque souple à l'unité


Kit complet



Peau synthétique
1 plaque en élastomère
3 mm d'épaisseur



Plaque sourcils - Paupières
8 ensembles différents de sourcils et paupières en relief



Plaque lèvres
10 formes différentes de lèvres en relief



Sein souple
pour entraînement à la reconstruction aréolo-mamelonnaire en trompe-l'oeil

Traçage



Pochoirs à sourcils

Kit de Traçage pour sourcil : Les 12 formes différentes de paires de sourcils faciliteront le tracé des cas difficiles. Utilisation rapide, sans réglage.



Marqueurs testés dermatologiquement
4 couleurs : Noir, Marron, Rouge et Violet



Pochoirs de traçage aréole

Set de traçage aréole : 12 disques de 32 à 63mm de diamètre permettent de tracer tout contour d'aréole. Jeu complet de 12 formes + support

ACCESSOIRES

Rangement et transport



Pour le rangement mobile en casiers

La HARD CASE multi compartiments Indéformable, extérieur en aluminium avec poignée et sangle bandoulière, intérieur en plastique doublé de feutrine.

- > Dimensions :
H. 24 cm x larg. 21.5 x lg. 36 cm
- > Poids : 3kg.



Attache-case de transport haut de gamme

- > Polymère rigide 3.5 mm
- > Renforts par cornières métal noir
- > Poignée articulée
- > Dimensions : 330x260x115 mm.
- Poids : 1,15 kg

HYGIÈNE & PROTECTION

Protection des personnes



10 Blouses manches longues en non tissé avec attaches au dos.



A Collerette de protection cliente en non tissé. Côté extérieur absorbant et côté intérieur plastifié isolant. Rouleau de 80 collerettes 60 cm x 54 cm, prédécoupées.

B Boîte de 50 masques 3 plis avec élastique

C Boîte de 100 charlottes pour praticien et patient

D 100 tabliers de protection en polyéthylène micro-gaufré



Champ de table : déplié sur votre table de travail, permet de poser sans contaminer tout le matériel nécessaire à la dermopigmentation. Largeur : 48 cm / Longueur : 33 cm



Paquet de 100 compresses à utiliser à la place du coton démaquillant : non-tissées (aucun résidu de coton ne peut être implanté lors de la pigmentation) 5x5cm.



Boîte de 100 micro-brossettes



Paquet de 25 cotons tiges ultra-fins



50 poubelles de table pour compresses et coton-tige.



20 cupules à eau pour mouiller vos compresses. A jeter après chaque pigmentation.



20 plateaux jetables à placer dans le support inox pour y mettre le godet à pigment, compresses, cupule à eau et autres accessoires destinés à être souillés.



Support plateau stérilisable en inox



Gel froid : limite le saignement par vasoconstriction pendant la pigmentation. Après la pigmentation, apaise et diminue la rougeur. A placer au congélateur.



Préparation vaselinée stérile à usage unique elle facilite le glissement de l'aiguille et limite le saignement.

Paquet de 20

Pack de 2 unités

Le pot

LE PACK STÉRILE : INDISPENSABLE

Une hygiène irréprochable
en micropigmentation
est une obligation et une
sécurité pour vous et votre
clientèle.



Présenté dans un sachet pelable et stérilisé à une dose $> 25\text{kGy}$ (Stérilité garantie 5 ans), vous trouverez à l'intérieur de ce pack tous les accessoires à usage unique indispensables pour effectuer votre pigmentation.

Comprend 10 compresses, 5 cotons tiges, 1 champ de table, 2 godets de 0.25ml, 2 agitateurs spatulés, 2 charlottes, 1 tablier de protection, 1 collerette de protection, 1 masque, 2 paires de gants en nitrile sans poudre (taille S ou M au choix), 1 poubelle de table, 1 cupule à eau, 1 plateau jetable et 1 gaine de protection pour pièce à main.

Ce pack vous est présenté de façon à éviter les fautes d'asepsie, avec un mode d'emploi.

PROTECTION & GESTION DES DÉCHETS

Protection des mains



Gants nitrile ultra-souples et résistants, non poudrés, pour éviter les allergies au latex ou au talc.

Boîte de 100

S (6-7)
M (7-8)
L (8-9)
XL (9-10)

Protection du mobilier et des appareils



Drap de protection

Rouleaux prédécoupés de 120 formats micro-gaufrés largeur 50 cm



10 housses de table jetables



Film étirable étroit 500x15 cm
Formats prédécoupés

Film étirable large 500x30 cm
Formats continus

Protection de la peau



Nutri-Cream Post Tattoo

Spécialement conçu pour réparer la peau fragilisée après une pigmentation. Grâce au melaleucol, huiles essentielles, calendula et arnica, ce baume est apprécié pour apaiser la peau après un acte de maquillage permanent ou un tatouage. Le Mèlaleucol est un extrait purifié de la "tea tree oil" (melaleuca alternifolia). A appliquer pendant 15 jours après la pigmentation pour faciliter la cicatrisation. Vendu par 8 pots de 4 ml, vous pourrez ainsi le revendre à vos clientes.

Sachet de 8 pots

Protections des dermographes



Film prédécoupé auto-collant pour centrale de régulation
Bobine de 1200 feuilles



Gaine de protection pour pièce à main
Par 125

Gestion des déchets



25 sacs DASRI (20l)
pour vos déchets contaminés

DÉSINFECTION & NETTOYAGE

Désinfection & nettoyage des mains



DERMANIOS SCRUB HF
Savon antiseptique
Traitement hygiénique et lavage chirurgical des mains.
Flacon pompe de 500 ml.
S'utilise en complément du gel hydroalcoolique



ANIOSGEL 85 NPC
Gel hydroalcoolique
Formule hypoallergénique large spectre anti-microbien.
Flacon pompe de 500 ml.
S'utilise en complément du savon antiseptique

Désinfection & nettoyage des plans de travail et surfaces hautes



Désinfectant Anios de surface
Flacon vaporisateur de 750 ml.



120 Lingettes désinfectantes
de surface et petit matériel.

Désinfection & nettoyage des sols



Aniosurf Fraicheur
Flacon de 1 litre concentré

Décontamination et désinfection à froid des instruments




ANIOSYME
Pré-désinfection
PH neutre
1 litre doseur



STERANIOS
Désinfectant instruments
Bidon de 2l (2% concentré)
Prêt à l'emploi



Bac de décontamination et de stérilisation à froid
Diamètre utile : 73 mm



Bac de décontamination et de stérilisation à froid pour instruments longs et tubes.
Panier : 100 x 230 mm

PLANCHES TATTOOS

Prêtes à être transférées




Chaque planche est fournie avec le modèle coloré. Sur la planche de transfert, seuls les contours sont dessinés pour vous permettre d'obtenir un motif très net. La planche de transfert comporte un nombre de dessins supérieur et des tailles différentes, qui ne figurent pas sur la planche couleur.

Mode d'emploi

- > Découper le motif choisi.
- > Passer le stick de transfert sur la peau.
- > Appliquer le motif découpé, côté carbone sur la peau (à la méthode des décalcomanies).



01 - Couple dauphins



02 - Dauphins



03 - Tribaux nombril



04 - Symbole mandarin :
Signification nature et temps



05 - Symbole mandarin :
Signification Zen - Méditation



06 - Papillons



07 - Roses



08 - Oiseaux



09 - Cétacés



10 - Marine



11-Tribal Cheville
et bras Femme 1



12-Tribal Cheville
et bras Femme 2



13-Tribal Cheville
et bras Homme 1



14-Tribal Cheville
et bras Homme 2



15 - Lézards



16 - Poissons



17 - Cartoons 1



18 - Cartoons 2



19 - Egypte



20-Lucky



21-Empreintes



22-Cœurs



23-Fleurs 1



24-Fleurs 2



25-Provence



26-Coquillages



27-Grenouilles



28-Epouvante

PLV ET AIDES A LA VENTE

Poster et PLV



Affiche Biotic Phoceas
50x70 cm




Affiche médicale
50x70 cm



Plaquette commerciale (100 ex)
Information publicitaire à l'usage
des clientes. Avec cadre au dos pour
mettre votre tampon.

Certificats

**Vous utilisez des pigments de sécurité :
FAITES LE SAVOIR À VOS CLIENTES !**



Certificat Qualité des
Laboratoires Biotic Phoceas
A afficher pour informer les clientes.
Format A3 (29,7x42 cm) plastifié

Informations légales

Conforme au décret 2008-149 du 19/02/08 (Art. R1311-12)



Contrat de soins
et Notice d'Information
Pour que votre client(e) ne
puisse utiliser légalement
contre vous le "Défaut de
Consentement Eclairé" (défaut
d'information), vous devez leur
faire signer un engagement.
Vous devez aussi lui donner
une information "loyale, claire
et compréhensible".

Carnet de 100
"Notices d'information"
+ carnet de 50 feuilles
autocopiantes, format
A5, avec duplicata
"Consentement éclairé"
(Contrat de soin)



Questionnaire de Santé
Questions commentées
Contre-indications et cas
limites pour votre protection
juridique

CONTACTEZ NOUS

DU LUNDI AU VENDREDI 9H-12H/14H-18H


T / 04 91 53 54 00 F / 04 91 53 54 01

E / info@biotic.fr

POUR COMMANDER

(AUCUN MINIMUM DE COMMANDE / RÉGLEMENT À LA COMMANDE)

- COMMANDEZ EN LIGNE SUR www.biotic.fr
- PAR CB/VISA
- PAR VIREMENT
- FRAIS DE PORT : 12,50€^{HT}
VALABLE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE, HORS DISTRIBUTEUR
- FRANCO DE PORT DÈS 400€^{HT} DE COMMANDE
VALABLE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE, HORS DISTRIBUTEUR
- LIVRAISON PAR TRANSPORTEUR SOUS 72H (HORS WEEK-END)
- CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SUR www.biotic.fr



DECOUVREZ NOS CATALOGUES
NUANCIER ET FORMATIONS



150 RUE DE CRIMÉE 13003 MARSEILLE - FRANCE
TÉL. +33 (0)491 535 400 FAX +33 (0)491 535 401
WWW.BIOTIC.FR